



KBUDEK EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI

SEDİMENTASYON (ESR) TALİMATI

Döngü: 3

Lot:S2024-1 (SKT: 2024-03)

Lot:S2024-2 (SKT: 2024-06)

Lot:S2024-3 (SKT: 2024-09)

Lot:S2024-4 (SKT: 2024-12)

REF: KBUDESR

Kullanım amacı

KBUDEK Sedimentasyon (ESR) Eksternal Kalite Kontrol Programı, bu programa katılan her bir laboratuvarın performansını diğer laboratuvarlarla test, yöntem ve cihaz bazında karşılaştırılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Gizlilik

KBUDEK program katılımcılarının gizliliğine büyük önem vermektedir. Her katılımcı sadece kendilerinin ve KBUDEK'in bildiği bir kod ile tanımlanmaktadır. Her bir katılımcıya internet ortamında veri girişi ve incelemesi için laboratuvar kodu, kullanıcı kodu ve şifre tanımlanmaktadır. Kullanıcılar şifrelerini kendileri değiştirebilmektedir.

Testler

Sedimentasyon (ESR) (1. saat)

Güvenlik önlemleri ve uyarılar



UYARI: Biyolojik kaynaklı madde. Potansiyel enfekte materyal.

Donör düzeyinde HIV (HIV 1, HIV 2), Hepatit B Yüzey Antijeni (HBsAg) ve Hepatit C Virüs (HCV) antikoru testleri yapılmış ve negatif bulunmuştur. Ancak hiçbir yöntem enfeksiyöz ajan yokluğu güvencesini tam veremeyeceğinden bu materyal enfeksiyöz hastalık yayabilecek kapasitede olduğu kabul edilerek işlem görmeli ve buna uygun imha edilmelidir.

Örneğin çalışmaya hazırlanması

- 1- Örneklerin oda ısısına geldiğinden emin olunuz.
- 2- Dikkatli bir şekilde alt üst ederek dibe çökmüş hücrelerin homojen dağılmasını sağlayınız. Çalkalamayınız, köpük oluşmamasına dikkat ediniz.
- 3- **Vorteks kullanmayınız!**
- 4- **Örnek homojen dağıldıktan sonra ESR için kullandığınız tüplere gerektiği kadar aktarıp çalışınız.**

Örnekler hasta örnekleri ile aynı şekilde çalışılmalıdır. Mümkünse laboratuvar personelinin haberi olmaksızın günlük süreçler içine alınmalıdır.

Not: Eksternal Kalite Kontrol Örneklerinin (tekrar sayısı olarak) 1 kez çalışılması önerilir.

Saklama koşulları

+18-30°C'de saklayınız.

Dondurmayınız. Aşırı ısı ve güneş ışığından koruyunuz.

Saklanan örnekler tekrar kullanılmadan önce karıştırılmalıdır.

Testlerin çalışma zamanları

Bu program 8 örnekten oluşmaktadır. Ambalajlar **bir yıl içerisinde 4 parti halinde** yollanacaktır. **Her partide 2 örnek bulunacaktır.** Örnekler ait olduğu ay içerisinde aşağıda belirtilen tarihlerde çalışılmalıdır.

Sonuçların gönderilmesi

Sonuçlar en geç ilgili ayın son iş gününe kadar, internet yolu ile www.kbudek.com sitesi üzerinden, sizlere bildirilen laboratuvar kodu, kullanıcı kodu ve şifre kullanarak sisteme girilmelidir.

Sonuçların geç gönderilmesi veya değiştirilmesi

Raporlar yayınlandıktan sonra sonuç değişikliği sadece analitik olmayan nedenlerle oluşan hatalar (sulandırma, birim, transkripsiyon, yanlış bir örneği çalışma ve/veya sonucunu iletme) için yapılmaktadır. Geç gönderilen veya değiştirilmiş sonuçlar o aya ait oluşmuş olan ortalama ve standart sapma değerlerini etkilemezler. Zamanında gönderilen sonuçların oluşturmuş olduğu hedef değer ve standart sapmaya göre hesaplamaları yapıp raporları hazırlanır. Raporla sonuçların geç veya düzeltilmiş olduğu bilgisi yer alır.

Dönem kapandıktan sonra gelen geç sonuçlar veya değişiklik talepleri için değerlendirme yapılmayacaktır.

Değerlendirme sonuçlarının izlenmesi

Değerlendirme sonuçları takip eden ayın ikinci haftası içerisinde internette yayınlanmaktadır. Her katılımcı laboratuvar, kendi laboratuvar kodu, kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yaparak sadece kendi sonuçlarını görebilecektir. Katılımcılara rapor yayınladı bilgisi kısa mesaj olarak gönderilir.

Cihaz veya yöntem değişiklikleri

Programın devam ettiği süre içerisinde katılımcı laboratuvarın kullandığı cihaz, yöntem, birim veya diğer değişiklikler internet sitesi üzerinden güncellenmelidir. Programda değerlendirilen güncel testler ve yöntemler için www.kbudek.com sitesinde yayınlanmakta olan program talimatına bakınız.

Kutu içerisinde sağlanan materyal:

Sedimentasyon (ESR) kontrol örnekleri- 2 şişe – 2 ml

Çalışma Ayları	Önerilen Çalışma Tarihi	Sonuçların Son Giriş Tarihi
Şubat	26.02.2024	29.02.2024
Mayıs	27.05.2024	31.05.2024
Ağustos	26.08.2024	31.08.2024
Kasım	25.11.2024	30.11.2024

İletişim

KBUDEK Eksternal Kalite Kontrol Programları
Maslak Mah Ahi Evran Cad 42 Maslak A2 K9 D7
Sarıyer İstanbul
Tel : 0212 2412653
0530 2440910
e-posta :destek@kbudek.com
www.kbudek.com



KBUEK
EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI

SEDİMENTASYON (ESR) TALİMATI

Döngü: 3

Lot:S2024-1 (SKT: 2024-03)

Lot:S2024-2 (SKT: 2024-06)

Lot:S2024-3 (SKT: 2024-09)

Lot:S2024-4 (SKT: 2024-12)

REF: KBUESR

KULLANILAN YÖNTEM VE CİHAZLAR	
Otomatik	THERMA LİNEAR ALARİS ALS 20 VACUETTE YHLO VISION A YHLO VISION B GREİNER BİO ONE/ SED RATE SCREENER 100 TRUE LİNE ELECTA LAB MİXRATEX 100 DİESSE CUBE 30 TOUCH